

# **NEW ATB**

微生物鉴定及药敏分析系统

硬件升级 软件更新

● 鉴定:金标准

• 药敏: 权威认可

• 实践:广泛用户基础



# ATB系列: 权威的金标准方法学 广泛的用户认可

# ■ 权威性

- · 微生物鉴定方面的全球金标准, 兼容了API系统
- 20年积累的大量的专业文献认同和证明了试条的优越
- · 上机使用的试条,均获得国家(SFDA)的权威认可,解 除对检测结果的后顾之忧
- 优秀的质量控制体系保证仪器和试条的可靠性









# 全面性

- 检测细菌的种类广泛 检测样本范围覆盖了人体、动物及环境
- 满足科研、流行病学、公共安全等多领域的 特殊需求项目,如:真菌,严格厌氧菌,人畜 共患疾病等
- 4h快速检测及24h标准检测的灵活选择
- 专家系统: 持续进行数据库的更新, 保持着先 进性的强大优势
- 全中文操作系统, 简化日常工作

# 自动化及标准化操作

- 标准化的操作流程提供最佳的质量保证
- 自动、可靠并且快速的判读和分析
- 专家系统分析、确认最终结果
- 网络化共享数据



\*图片以实物为准





# ATB系统 强大的扩展功能

结合API细菌鉴定的全球金标准方法 结合符合CLSI推荐的药敏方法 提供广泛、可靠的选择方案





## **ATB™New**软件

- 全中文Windows系统
- 可单独运行于普通电脑
- 完全支持API金标准方法学及 药敏分析功能
- · 支持医院LIS/HIS等网络系统

### 真菌的药敏检测-ATB FUNGUS3

- 5类抗真菌药物
- MIC方法
- SFDA许可
- 手工、软件、仪器均可判读



## 微生物的全面解决方案

标本运输、采集



分离,培养











<u>肩负流行病学</u>,<u>耐药监测</u>,以及

#### 中华人民共和国国家标准

猪链球菌 2 型分离鉴定操作规程

Methods for detection of Streptococcus suis Type 2

GB/T 19915.2-2005

# .■■■ 仪器性能参数

规格型号:微生物鉴定药敏分析仪ATB

分析方法: 透射比浊法, 散射比浊法, 比色分析法

硬件组成\*:自动读取器,比浊仪,移液器,电脑系统,打印机 软件组成\*:操作系统,中文系统,专家系统,ATB™ New分析系统

安装信息

- 体积: 宽: 385mm 高: 258mm 长: 385mm, 开盖时长577mm(不包括电脑系统, 打印机)
- 重量: 净重: 15 kg, 毛重: 20 kg
- 电力要求 (工作时): 90-260v 50Hz

### 定购信息

另加软件/硬件					
99234	Densimat	电子比浊器	1套		
98719	Densichek Adaptater Eu	变压器	1个		
99597	Densimat 2 Lithium batteries 3	锂电池	2个/盒		
15512	ATB Densimat Control Kit	比浊器对照管	1个		
41107	ATB NEW Software zh	专家系统软件)	1套		
15506	ATB Electronic Pipette	电子加样枪)	1套		
15710	ATB Tips	一次性电子加样枪吸头	500个/箱		

### 鉴定

ATB 细菌快速及常规鉴定试剂条rapid ID 32/ID 32

rapid ID 32 : 4	4 小时快速鉴定试剂条				
32300	rapid ID 32 A	快速厌氧菌鉴定	25 条		
32700	rapid ID 32 E	快速肠杆菌鉴定	25 条		
32600	rapid ID 32 Strep	快速链球菌及相关菌鉴定	25 条		
ID 32 : 24 小时常规鉴定条					
32400	ID 32 E	肠杆菌科及其他革兰阴性杆菌鉴定	25 条		
32100	ID 32 GN	革兰阴性杆菌鉴定	25 条 + 25 配套安瓿试剂		
32500	ID 32 Staph	葡萄球菌及微球菌鉴定	25 条		
32200	ID 32 C	酵母菌及念珠菌鉴定	25 条 + 25 配套安瓿试剂		

### 药敏

ATB 药敏测试

rapid ATB: 快速药敏检测,只供ATB 仪器判读							
14384	rapid ATB E4	快速ATB 肠道杆菌药敏试验	25 条				
ATB: 仪器或人工判读用药敏试剂条							
14269 14204 14299 14250 14289 14365 14315 14345 14325 14355	ATB ANA ATB FUNGUS 3 ATB HAEMO ATB PNEUMO ATB VET ATB Enteroc 5 ATB G-5 ATB PSE 5 ATB STAPH 5 ATB STREP 5 ATB UR 5	ATB 厌氧菌药敏测定 ATB 酵母菌及新型隐球菌药敏试验 ATB 嗜血杆菌、布拉汉菌属药敏测定 ATB 肺炎链球菌药敏测定 ATB 商感染菌药敏测定 ATB 肠球菌药敏测定 ATB 肠杆菌属药敏测定 ATB 肠杆菌属药敏测定 ATB 惯单胞菌及有关菌药敏测定 ATB 锚球菌属药敏测定 ATB 新萄球菌药敏测定 ATB 形球菌属药敏测定 ATB 形球菌属药敏测定	10 条 + 10 配套安瓿试剂 25 条 + 25 配套安瓿试剂 10 条 + 10 配套安瓿试剂 10 条 25 条 25 条 + 25 配套安瓿试剂 25 条 25 条 + 25 配套安瓿试剂 10 条 + 10 配套安瓿试剂 25 条				

# 梅里埃诊断产品(上海)有限公司

上海市黄浦区广东路 689 号 海通证券大厦 2802-05 室

邮编: 200001

电话: (021) 5115 9355 传真: (021) 5115 9455

#### 生物梅里埃中国有限公司

电话: (852) 2356 7033 传真: (852) 2330 2085

### 北京办事处

电话: (010) 6515 6963 传真: (010) 6515 6993

#### 华南办事处

广州办事处 由话:(020

电话: (020) 8762 7010 传真: (020) 8762 7015 成都办事处

电话: (028) 8620 2052 传真: (028) 8620 2051



www.biomerieux.com.cn